



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

TRATAMIENTO MÉDICO



AEROCÁMARA AEROCHAMBER CON BOQUILLA



1 año de garantía

Producto de venta y uso libre

Producto médico registrado según P.M. 97-95



EMBALAJE

Caja individual

Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)

57 / 57 / 181mm

Peso

0,09 Kg

Código de barras primario (EAN13)

0762860013490

Unidad de empaque

1

Modelo Web | REF (SILFAB)

ACH01

Modelo

Cámara de retención antiestática con válvula (VHC) con boquilla

REF (Fabricante)

108501

Marca

AeroChamber Plus FlowVu

Origen

Canadá

Paciente recomendado

5+ años

Máscara

No

Adaptador bucal

Sí

Sistema Bivalvular

No

Deflector

Sí

Adaptable a cualquier inhalador de dosis medida (MDI)

Sí

Indicador *Flow-Vu*

Sí

Alarma de inhalación excesiva

Sí

Material (cámara)

Antiestático

Volumen de la cámara

149 ml

Vida útil

12 meses

Observaciones



El exclusivo indicador de inhalación Flow-Vu se mueve con la inhalación proporcionando seguridad visual del uso correcto y depósito del medicamento.

AeroChamber Plus Flow-Vu

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-AEROCÁMARA AEROCHAMBER CON BOQUILLA ACH01 v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.