



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

TRATAMIENTO MÉDICO



ALMOHADILLA TÉRMICA CERVICAL




Imagen ilustrativa

1 año de garantía

Venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-31



EMBALAJE

	Caja individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	187 / 64 / 237 mm	405 / 205 / 255 mm
Peso	0,37 Kg	2,5 Kg
Código de barras primario (EAN13)	7798028884230	-
Código de barras grupal (DUN14)	-	47798028884238
Unidad de empaque	1	6

CONDICIONES AMBIENTALES

	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	5 a 40 °C	-10 a 50 °C
Humedad Ambiente	30 a 95 %	10 a 95 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa

Modelo Web REF.	AL92-GR	
Marca	Silfab	
Origen	Argentina	
Aplicación	Cervical	
Medidas (Aproximadas)	21 x 46 cm	
Sistema de Sujeción	Velcro (abrojo)	
Funda de tela	Desmontable	Sí, mediante broches.
	Lavable	Sí
Alimentación nominal	220 V ~ 50 Hz	
Potencia	50 W	
Clase eléctrica	II	
Parte Aplicable	Tipo B	
Material	Tela	Poliéster cool frisado color gris
	Conjunto térmico	PVC
		Goma espuma
		Poliéster no tejido con retardante de llama
Niveles de temperatura	2	
Temperatura máxima	Nivel 1	48 °C
	Nivel 2	60 °C (promedio 55°C)
Termostato de seguridad	Sí	
Capas de aislación	2	
Llave de doble corte	Sí	
Sistema de calentamiento protegido	Sí	
Observaciones	Luz indicadora de producto energizado	

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-ALMOHADILLA TÉRMICA CERVICAL AL92-GR v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.