



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PREVENCIÓN Y CONTROL



## ALMOHADÓN MULTIPROPÓSITO ANATÓMICO +




Imagen ilustrativa

1 año de Garantía

Uso sin prescripción

Producto médico registrado según P.M. 97-78

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Modelo Web / REF.     | AM03  |
| Marca                 | Yhmed                                       |
| Origen                | China                                       |
| Material              | Nylon PVC impermeable                       |
| Características       | Diseño ergonómico                           |
|                       | Parcialmente ventilable                     |
|                       | Suave y confortable                         |
| Usos (Recomendados)   | Prevención de úlceras por presión (Escaras) |
|                       | Actividades sedentarias                     |
|                       | Malestares posturales                       |
|                       | Viajes prolongados                          |
| Funda desmontable     | No  |
| Higienizable          | Sí  |
| Peso máximo soportado | 100 Kg                                      |
| Dimensiones           | 44 / 44 / 7 cm                              |
| Peso                  | 140 g                                       |
| Observaciones         | Inflador de regalo                          |

anmat

| EMBALAJE                          | Caja individual   | Caja grupal        |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)    | 245 / 130 / 37 mm | 620 / 225 / 460 mm |
| Peso                              | 0,23 Kg           | 12,47 Kg           |
| Código de barras primario (EAN13) | 7798028884353     | -                  |
| Código de barras grupal (DUN14)   | -                 | 97798028884356     |
| Unidad de empaque                 | 1                 | 50                 |

| CONDICIONES AMBIENTALES | Uso            | Almacenamiento |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Temperatura ambiente    | 5 a 40 °C      | -18 a 50 °C    |
| Humedad Ambiente        | 30 a 95 %      | 10 a 95 %      |
| Presión Ambiente        | 700 a 1060 hPa | 500 a 1060 hPa |

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-ALMOHADÓN MULTIPROPÓSITO ANATÓMICO + AM03 v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.