



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PREVENCIÓN Y CONTROL



## ALMOHADÓN MULTIPROPÓSITO ANATÓMICO




Imagen ilustrativa

1 año de Garantía

Uso sin prescripción

Producto médico registrado según P.M. 97-78

Modelo Web / REF.	AM02
Marca	Yhmed
Origen	China
Material	Nylon PVC impermeable
Características	Diseño ergonómico
	Parcialmente ventilable
	Suave y confortable
Usos (Recomendados)	Prevención de úlceras por presión (Escaras)
	Actividades sedentarias
	Malestares posturales
	Viajes prolongados
Funda desmontable	No
Higienizable	Sí
Peso máximo soportado	100 Kg
Dimensiones	44 / 44 / 7 cm
Peso	140 g
Observaciones	Inflador de regalo

anmat

EMBALAJE	Caja individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	245 / 130 / 37 mm	620 / 225 / 460 mm
Peso	0,23 Kg	12,24 Kg
Código de barras primario (EAN13)	7798028884346	-
Código de barras grupal (DUN14)	-	97798028884349
Unidad de empaque	1	50

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	5 a 40 °C	-18 a 50 °C
Humedad Ambiente	30 a 95 %	10 a 95 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-ALMOHADÓN MULTIPROPÓSITO ANATÓMICO AM02 v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.