



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

AYUDA TÉCNICA



ANDADOR ROLLATOR LIVIANO 4 RUEDAS A3024



1 año de Garantía

Producto de venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-32

anmat

| | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Modelo Web REF. | A3024 | |
| Marca | Double Care Medical | |
| Origen | China | |
| Estructura (Material) | Aluminio pintado | |
| Asiento (Material) | Nylon | |
| Modo de uso | Andador Asiento para descanso | |
| Plegable | Sí | |
| Regulable | Sí | |
| Frenos | Sí, en Grip | |
| Parámetros principales | Ancho Máximo | 30 cm (Plegado) 62 (Abierto) |
| | Largo Máximo | 40 cm (Plegado) 67 cm (Abierto) |
| | Alto Grip | Regulable entre 80 y 92 cm |
| | Regulaciones Grip | 6 posiciones cada 2.5 cm |
| | Alto Asiento | 54 cm |
| | Alto Cerrado | 64cm |
| | Diámetro ruedas sólidas (Ø) | 20 cm (Delanteras) - 20 cm (Traseras) |
| | Peso | 7,8 Kg |
| | Peso máximo soportado | 136 Kg |

Observaciones

Asiento para descanso con respaldo

Bolso desmontable tipo morral

Porta bastón

Ruedas delanteras y traseras sólidas

Inserto reflectivo en horquillas delanteras

Plegado en dos tamaños

Freno permanente

| EMBALAJE | Individual | CONDICIONES AMBIENTALES | Uso | Almacenamiento |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Dimensiones (Largo/Ancho/Alto) | 70 / 32 / 40 cm | Temperatura ambiente | 0 a 50 °C | -10 a 60 °C |
| Peso | 9,90 Kg | Humedad Ambiente | 30 a 95 % | 10 a 95 % |
| Código de barras primario (EAN13) | 7798028883738 | Presión Ambiente | 700 a 1060 hPa | 500 a 1060 hPa |
| Unidad de empaque | 1 | | | |

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-ANDADOR ROLLATOR LIVIANO 4 RUEDAS A3024 v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.