



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

## TRATAMIENTO MÉDICO



### ASPIRADOR USO CONTINUO N38V



1 Año de Garantía

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Producto médico registrado según P.M. 97-4



| EMBALAJE                          | Caja individual |
|-----------------------------------|-----------------|
| Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)    | 540/275/445mm   |
| Peso                              | 10,1 Kg         |
| Código de barras primario (EAN13) | 7798028881635   |
| Unidad de empaque                 | 1               |

|                        |                       |         |
|------------------------|-----------------------|---------|
| Modelo Web   REF.      | N38V-A                |         |
| Marca                  | Silfab                |         |
| Origen                 | Argentina             |         |
| Alimentación nominal   | 220 V ~ 50 Hz         |         |
| Corriente nominal      | 1,16 A                |         |
| Potencia               | 130 W                 |         |
| Clase eléctrica        | I                     |         |
| Presión acústica       | 63,6 dBA              |         |
| Vacío Máximo           | 58 cmHg               |         |
| Caudal de aspiración   | 31 l/min              |         |
| Regulación del vacío   | Mecánica              |         |
| Recipiente             | Capacidad máxima      | 5000 ml |
|                        | Material              | Vidrio  |
|                        | Válvula anti desborde | Sí      |
| Vacuómetro             | Sí                    |         |
| Diámetro del conector  | 15,5mm [5/8"]         |         |
| Modo de funcionamiento | Continuo              |         |

| CONDICIONES AMBIENTALES | Uso            | Almacenamiento |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Temperatura ambiente    | 5 a 40 °C      | -10 a 50 °C    |
| Humedad Ambiente        | 30 a 95 %      | 10 a 95 %      |
| Presión Ambiente        | 700 a 1060 hPa | 500 a 1060 hPa |

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

#### EETT-ASPIRADOR USO CONTINUO N38V v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.