



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CUIDADO Y BIENESTAR



BALANZA PERSONAL DIGITAL BLUETOOTH BLACK



Modelo Web REF.	BE701i-NE	
Marca	Silfab	
Origen	China	
Material plataforma	Vidrio templado	
Display	Digital	
Peso Máximo	180 Kg	
Peso Mínimo	6 Kg	
Resolución	0,1 Kg	
Encendido	Automático con auto calibración inicial. (Al pisar la balanza)	
Apagado	Automático	
Indicación de sobre carga	Sí	
Indicación de pila baja	Sí	
Alimentación	2 x 1.5 V (AAA)	
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	300 / 260 / 24 mm	
Aplicación (APP) "Fitdays"	Dispositivo	iOS8.0 o superior Android 6.0 o superior
	Usuarios	24 (Por cuenta)
(En Apple Store o Google Play)	Parámetros	Peso Índice de Masa Corporal (IMC) Grasa Corporal Pérdida de Grasa Grasa Subcutánea Grasa Visceral Agua Corporal Músculo Esquelético Masa Muscular Masa Esquelética Proteína Metabolismo Basal Energético (BMR) Edad Corporal
	Función	Modo Bebé

1 año de garantía

Observaciones
Uso exclusivo familiar prohibido para uso comercial
La balanza solo informa el Peso, el resto de los parámetros se pueden observar desde la APP

EMBALAJE	Caja individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	350 / 290 / 50 mm	365 / 320 / 310 mm
Peso	1,59 Kg	10 Kg
Código de barras primario (EAN13)	7798028884193	-
Código de barras grupal (GTIN14)	-	47798028884191
Unidad de empaque	1	6

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	10 a 50 °C	-10 a 50 °C
Humedad Ambiente	30 a 95 %	10 a 95 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-BALANZA PERSONAL DIGITAL BLUETOOTH BLACK BE701i-NE v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.