



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PREVENCIÓN Y CONTROL



OXÍMETRO DE PULSO STANDARD



Imagen ilustrativa

Equipo: 1 Año de Garantía

Venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-70



Modelo Web / REF.	YK-80C	
Marca	Yongkang	
Origen	China	
Uso	Adulto	
Display	Digital Dual Color OLED	
Modos de visualización	4	
Saturación de oxígeno en sangre (SpO2)	Rango de medición	70 ~ 99 %
	Resolución	±1 %
	Precisión	±2% (70 ~ 99 %) ≤70% sin especificar
Frecuencia del pulso *bpm: Pulsos por minuto	Rango de medición	30 ~ 240 bpm
	Resolución	1 bpm
	Precisión	±1 bpm o 1% (la más grande)
Onda pletismográfica	Sí	
Auto apagado	Sí	
Indicador de baja batería	Sí	
Alimentación	2 pilas 1,5V AAA	
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	49 / 28 / 28 mm	
Accesorio	Cordón para colgar	

EMBALAJE	Caja individual
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	90 /60 / 37 mm
Peso	87 g
Código de barras primario (EAN13)	7798028883783
Unidad de empaque	1

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	5 a 40 °C	-10 a 40 °C
Humedad Ambiente	15 a 80 %	10 a 80 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-OXÍMETRO DE PULSO STANDARD YK-80C v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.