




ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

TRATAMIENTO MÉDICO



KIT DE NEBULIZACIÓN PARA NEBULIZADOR DE USO CONTINUO P62PD



Máscaras



Producto de venta libre
Para ser usado con P.M. 97-02

Modelo Web REF.	P62PD
Marca	Silfab
Origen	Argentina
Tipo de embalaje	Bolsa
Nebulizadores compatibles	USO CONTINUO N32

EMBALAJE	Primario	Grupal	CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Peso	0,105 Kg	1,26 Kg	Temperatura ambiente	10 a 50 °C	-10 a 50 °C
Código de barras primario (EAN13)	7798028882526	-	Humedad Ambiente	30 a 95 %	10 a 95 %
Código de barras grupal (GTIN14)	-	77798028882525	Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa
Unidad de empaque	1	12			

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-P62PD v01 Kit completo para nebulizador de uso continuo

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.