



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

TRATAMIENTO MÉDICO



PIPETA NEBULIZADORA P71



Modelo Web REF.	P71
Marca	Silfab
Origen	Argentina
Material	Copolímero de estireno y acrilonitrilo (SAN) y Polipropileno (PP)
Cantidad de piezas	2
Capacidad máxima	10 ml
Tasa de nebulización	0,34 ml/min
Tamaño medio de partícula	<5 µm
Tipo de embalaje	Embolsado para exhibición
Nebulizadores compatibles	PIUVENTO N26 NEOVENTO N27 SÚPER 2 MÁX N28 RESPIRAR N29 PÍXEL N30 USO CONTINUO N32

Producto de venta libre

Para ser usado con P.M. 97-01 | P.M. 97-02 | P.M. 97-16

EMBALAJE	Primario	Secundario	Almacenamiento
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	-	-	417/395/267 mm
Peso	0,025 Kg	0,31 Kg	5 Kg
Código de barras primario (EAN13)	-	7798028883752	-
Unidad de empaque	1	12	92

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	5 a 40 °C	-10 a 50 °C
Humedad Ambiente	30 a 95 %	10 a 95 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-P71 v01 Pipeta nebulizadora de dos partes

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.