



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

AYUDA TÉCNICA **Mobility**



SCOOTER MEDIUM



1 año de Garantía para el Motor, Controlador de Motor, Partes Electrónicas y Batería
Producto de venta libre
Producto NO médico

EMBALAJE	Individual
Código de barras (EAN13)	7798028884544
Unidad de empaque	1

Modelo Web REF.	SM200
Marca	SILFAB
Origen	China
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	128 / 65 / 130 cm
Suspensión	Delantera y Trasera
Tipo de Ruedas	Neumáticas (Inflables) con llanta de aluminio
Dimensiones Ruedas	10" (25,4 cm) x 3" (7,6 cm) (Delanteras y Traseras)
Manubrio regulable	Sí, en inclinación
Velocidad Máxima	12 Km/h
Pendiente Máxima	12°
Radio de giro	205 cm
Autonomía	entre 25 a 35 km
Peso máximo soportado	182 Kg
Sistema de Frenos	Electromagnético
Tracción	Trasera
Trasmisión	Automática
Asiento	PVC negro. Desmontable, giratorio, regulable (adelante atrás), reclinable con apoyabrazos flip-up y apoyacabeza
Dimensiones del asiento	43 / 40 / 43 cm (Largo/Ancho/Alto)
Batería	Plomo-Ácido 12V / 38Ah (2 unidades internas)
Cargador	DC24V, 5A AC115-230V (Tiempo de carga 8 a 10 horas)
Motor	24V / 500W / 5000RPM
Espejos retrovisores	No
Canasto	Sí, desmontable
Balizas	Sí
Luces de giro	Sí
Luces Led	Sí
Bocina	Sí
Ruedas antivuelco	Sí
Peso	88 Kg
Observaciones	Con indicador de estado de batería
Importante	Se requiere recargar la batería al menos 1 vez cada 2 meses, cuando la unidad no está siendo utilizada

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-SCOOTER MEDIUM SM200 v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.

DATOS DE USO INTERNO

Modelo A.N.M.A.T.:	N/A
Marcas:	SILFAB
Fabricante:	SUZHOU SWEETRICH VEHICLE INDUSTRY CO., LTD.
Código Fabricante:	S25
Código Calipso:	SM200
Información adicional	-

Uso exclusivo Sistema de Gestión de Calidad Control de la documentación				
EETT-SCOOTER MEDIUM SM200 v01			Fecha 14/03/2022	Páginas: 2
Realizó	Revisó	Aprobó		

www.silfab.com.ar | calidad@silfab.com.ar

