



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PREVENCIÓN Y CONTROL



## TENSIÓMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO



MAPB5

Imagen ilustrativa

18 meses de Garantía

Venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-25



Modelo Web / REF.	I1300-P SF	
Marca	Silfab	
Origen	China	
Uso	Pediátrico	
Posición	Brazo	
Tipo	Insuflado manual, lectura analógica	
Presión	Rango	0 – 300 mmHg
	Precisión	± 3 mmHg
Insuflado	Por bulbo (Perita)	
Diámetro del manómetro	5 cm	
Circunferencia de manga (Mín. Máx.)	180 – 220 cm	
Manga opcional	Neonatal (MAPB5)	
	Circunferencia de manga 90 cm Mín. - 160 cm Máx.	
Estetoscopio biaural	Sí	
Funda vinílica	Sí	

EMBALAJE	Caja individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	195 / 100 / 70 mm	520 / 410 / 365 mm
Peso	0,48 Kg	25,5 Kg
Código de barras primario (EAN13)	7798028882724	-
Código de barras grupal (GTIN14)	-	87798028882720
Unidad de empaque	1	50

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	5 a 50 °C	-10 a 50 °C
Humedad Ambiente	30 a 95 %	10 a 95 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-TENSIÓMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO I1300-P SF v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.