



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PREVENCIÓN Y CONTROL



## TENSIÓMETRO DIGITAL CHU304



Equipo: 5 Año de Garantía | Manga: 6 meses de Garantía

Venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-42

AVALADO POR



Clinically validated  
**ESH protocol**

ESH: Sociedad Europea de Hipertensión

Modelo Web / REF.	CHU304	
Marca	Citizen	
Origen	China	
Tipo	Automático de Brazo	
Circunferencia de manga (Mín. - Máx.)	22 - 30 cm	
Presión	Rango	0 - 300 mmHg
	Exactitud	± 3 mmHg
Pulso	Rango	40 - 180 pulsos/min
	Exactitud	± 5 %
Presión y pulso simultáneos	Sí	
Indicador de clasificación de hipertensión	Sí	
Indicador de arritmia	Sí	
Indicador de movimiento	Sí	
Memorias de mediciones	99	
Promedio últimas 3 mediciones	Sí	
Auto apagado	Sí	
Fecha y hora	Sí	
Alimentación	4 pilas AA	
Autonomía	Aprox. 800 mediciones (con pilas alcalinas)	
Accesorios opcionales	Manga de circunferencia 22 - 42 cm (MAPB8)	

EMBALAJE	Caja individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	180 / 120 / 90 mm	490 / 380 / 270 mm
Peso	0,56 Kg	12,15 Kg
Código de barras primario (EAN13)	4580193651433	-
Código de barras grupal (DUN14)	-	94580193651436
Unidad de empaque	1	20

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	5 a 40 °C	-20 a 55 °C
Humedad Ambiente	≤ 90 %	≤ 95 %
Presión Ambiente	800 a 1050 hPa	

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-TENSIÓMETRO DIGITAL CHU304 v02

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.